


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Pcf11 Para Wb, Elisa - O94913

Número de artículo: CM0020220



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra PCF11 humano, un componente del complejo de escisión de pre-ARNm II. Validado para Western blot y ELISA, con reactividad cruzada con ratón. Ideal para investigación de terminación de la transcripción.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PCF11 Conejo pAb
Observaciones/Alias	PCF11
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	51585
ID del Gen	51585
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1256-1555 de PCF11 humano (NP_056969.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	O94913
Peso Proteico	173kDa
Envío	Bolsa de hielo