

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Pcgf1 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Bsm1

Número de artículo: CM0029948



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra PCGF1 humano (NSPC1, RNF68) validado para WB, IF/ICC y ELISA. Detecta humano, ratón, rata. Útil para estudiar complejos del grupo Polycomb, represión transcripcional, remodelación de la cromatina y proliferación celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo PCGF1
Observaciones/Alias	NSPC1; RNF68; RNF3A-2; 2010002K04Rik; PCGF1
Especie (reactividad)	Humano
GeneID	84759
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 160-259 de PCGF1 humano (NP_116062.2)
Origen (hospedador)	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9BSM1
Peso molecular de la proteína	30kDa
Envío	Bolsa de hielo