

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Pcgf6 (Pab) Para Wb Y Elisa - Q9Bye7

Número de artículo: CM0028360



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra PCGF6 humano (MBLR/RNF134), un componente del PRC1. Validado para WB y ELISA; reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Para estudios epigenéticos y del desarrollo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PCGF6 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	MBLR; RNF134; PCGF6
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	84108
ID de gen	84108
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 161-350 del PCGF6 humano (NP_001011663.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9BYE7
Peso proteico	39kDa
Envío	Bolsa de hielo