

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Pcif1 Para Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q9H4Z3

Número de artículo: CM0006365



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra PCIF1, validado para transferencia Western (Western blotting), inmunohistoquímica (parafina), inmunoprecipitación y ELISA. Reacciona con humano, ratón, rata. Adecuado para estudios de metilación de la cap en el procesamiento de mRNA.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	[Validado KO] PCIF1 mAb de Conejo
Observaciones/Alias	CAPAM; hCAPAM; hPCIF1; C20orf67; PPP1R121; F1
Especie	Humano
ID de Gen	63935
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-200 de PCIF1 humano (NP_071387.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9H4Z3
Peso Proteico	81kDa
Envío	Bolsa de hielo