

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Pcif1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9H4Z3

Número de artículo: CM0018859



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra PCIF1 humano (CAPAM), validado para WB, IHC-P, ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Para uso en investigación en estudios de epitranscriptómica y metilación de caperuza de mRNA.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PCIF1 Conejo pAb
Observaciones/Alias	CAPAM; hCAPAM; hPCIF1; C20orf67; PPP1R121; PCIF1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	63935
GeneID	63935
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-200 de PCIF1 humano (NP_071387.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9H4Z3
Peso Proteico	81kDa
Envío	Bolsa de hielo