

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Pcif1 Para Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q9H4Z3

Número de artículo: CM0022997



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la metiltransferasa de caperuza de ARNm humana PCIF1 (CAPAM), validado para WB, IHC-P, IP y ELISA en muestras humanas, de ratón y de rata. Se dirige a los aminoácidos 1-200 de NP_071387.1.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PCIF1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CAPAM; hCAPAM; hPCIF1; C20orf67; PPP1R121; PCIF1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	63935
GeneID	63935
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-200 de PCIF1 humano (NP_071387.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9H4Z3
Peso de la proteína	81kDa
Envío	Bolsa de hielo