

Anticuerpo Monoclonal Anti-Pck1 (Pepck-C) Para Western Blot Y Elisa - P35558

Número de artículo: CM0006904



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra PCK1 humana (PEPCK-C), validado para Western blot y ELISA. Detecta PCK1 humana, de ratón y de rata, ideal para la investigación de la gluconeogénesis y el metabolismo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PCK1 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	PCKDC; PEPCK1; PEPCKC; PEPCK-C; PCK1
Especie	Humano
ID de Gen	5105
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 523-622 de la PCK1 humana (NP_002582.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P35558
Peso Proteico	69kDa
Envío	Bolsa de hielo