

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Pck1 Para Wb - P35558

Número de artículo: CM0020916



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra PCK1 humano (PEPCK-C) para WB, IP, IF/ICC, IF-P y ELISA. Detecta PCK1 endógeno en muestras de humano, ratón y rata. Inmunógeno recombinante (aa 490-622).

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PCK1 pAb de conejo
Observaciones/Alias	PCKDC; PEPCK1; PEPCKC; PEPCK-C; PCK1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5105
GeneID	5105
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 490-622 de PCK1 humano (NP_002582.3).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IP, IF/ICC, IF-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P35558
Peso proteico	69kDa
Envío	Bolsa de hielo