

Anticuerpo Policlonal Anti-Pcm1 Para Wb, Elisa - Q15154

Número de artículo: CM0022189



Introducción

El pAb de conejo anti-PCM1 es un anticuerpo policlonal de conejo que se dirige al material pericentriolar 1 humano (PCM1). Adecuado para WB y ELISA, este anticuerpo ayuda en la investigación del centrosoma y el cilio.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo anti-PCM1
Observaciones/Alias	PTC4; RET/PCM-1; PCM1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5108
Inmunógeno	Péptido Sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1921-2025 de NINJ1 humano (NP_006188.4).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q15154
Peso Proteico	229kDa
Envío	Bolsa de hielo