

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Pcm1 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q15154

Número de artículo: CM0023211



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra PCM1 humano, validado para WB, IF/ICC y ELISA. Reacciona con PCM1 humano y de ratón (aprox. 229 kDa), dirigido a la región N-terminal. Adecuado para investigación de centrosomas y cilios.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PCM1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	PTC4; RET/PCM-1; PCM1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5108
GeneID	5108
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-260 de la PCM1 humana (NP_006188.4).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q15154
Peso de la proteína	229kDa
Envío	Bolsa de hielo