


Anticuerpo Policlonal Anti-Pcmt1 Para Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P22061

Número de artículo: CM0028966



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra PCMT1 (PIMT) humano, validado para WB, IF/ICC, IP y ELISA. Reacciona con muestras humanas, de ratón y de rata. Ideal para investigación en reparación de proteínas y envejecimiento.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PCMT1 Rabbit pAb
Notas/Alias	PIMT; PCMT1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5110
GeneID	5110
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P22061
Peso Molecular	25kDa
Envío	Bolsa de hielo