


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Pcna Para Wb, Ihc-P, Elisa - P12004

Número de artículo: CM0003877



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-PCNA de alta calidad validado para WB, IHC-P y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón, rata y mono verde africano. Se dirige al antígeno nuclear de células proliferantes de 29 kDa implicado en la replicación y reparación del ADN.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PCNA Rabbit mAb
Observaciones/Alias	ATLD2; PCNA
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5111
GeneID	5111
Inmunógeno	Péptido sintético: Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 162-261 de la PCNA humana (NP_002583.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata, Mono verde africano
SWISS	P12004
Peso proteico	29kDa
Envío	Bolsa de hielo