


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Pcna Para Wb, Ihc-P, Elisa - P12004

Número de artículo: CM0014020



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra PCNA (P12004), adecuado para WB, IHC-P, ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón, rata. Ideal para estudiar la replicación, reparación del ADN y proliferación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo anti-PCNA
Observaciones/Alias	ATLD2; PCNA
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	5111
ID del gen	5111
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a los aminoácidos 162-261 de PCNA humano (NP_002583.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P12004
Peso proteico	29kDa
Envío	Bolsa de hielo