


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Pcna Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P12004

Número de artículo: CM0014716



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra PCNA humano (abrazadera deslizante de ADN). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA; reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para estudios de replicación y reparación del ADN.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PCNA Rabbit pAb
Observaciones/Alias	ATLD2; PCNA
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5111
GeneID	5111
Inmunógeno	Péptido sintético (aa 162-261 del PCNA humano, NP_002583.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P12004
Peso Proteico	29kDa
Envío	Bolsa de hielo