

Anticuerpo Policlonico De Conejo Anti-Pcnt Para Wb, If/Icc, Elisa - O95613

Número de artículo: CM0023653

Introducción

Este anticuerpo policlonico de conejo dirigido contra la PCNT humana (Pericentrina) es adecuado para Western blot, inmunofluorescencia/inmunocitoquímica y ELISA. Presenta reactividad cruzada con rata y es una herramienta esencial para la investigación de centrosomas y microtúbulos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PCNT Rabbit pAb
Observaciones/Alias	KEN; PCN; MOPD2; PCNT2; PCNTB; PCTN2; SCKL4; PCNT
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	5116
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Rata
SWISS	O95613
Peso Molecular de la Proteína	378kDa
Envío	Bolsa de hielo