

Anticuerpo Policloal Anti-Pcnx1 Para Wb, Elisa - Q96Rv3

Número de artículo: CM0020231

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a PCNX1 humano (proteína similar a pecanex 1).
Aplicable para Western blot y ELISA.
Inmunógeno: péptido sintético dentro de los aminoácidos 2250-2341. Validado para muestras humanas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PCNX1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	PCNX; PCNXL1; pecanex; PCNX1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	22990
GeneID	22990
Inmunógeno	Péptido sintético
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q96RV3
Peso Molecular	259 kDa
Envío	Bolsa de hielo