


Anticuerpo Monoclonal Anti-Pcpe-1 Para Wb Y Elisa - Q15113

Número de artículo: CM0005037



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad contra PCPE-1 humano, validado para WB y ELISA con reactividad contra humano, ratón y rata. Ideal para estudios de procesamiento de colágeno y biología de la matriz extracelular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PCPE-1 Rabbit mAb
Alias	PCPE; PCPE1; PCPE-1
Especie	Humano
ID del gen	5118
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 304-449 de TLR4 humano (NP_002584.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q15113
Peso de la proteína	48 kDa
Envío	Bolsa de hielo