

Anticuerpo Policlonal Anti-Pcsk1 Para Wb, If/Icc, Elisa - P29120

Número de artículo: CM0018529



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo purificado por afinidad contra PCSK1 humano (convertasa 1 de prohormonas neuroendocrinas). Validado para WB, IF/ICC y ELISA; presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para estudiar el procesamiento de prohormonas y los trastornos neuroendocrinos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PCSK1 pAb de conejo
Observaciones/Alias	PC1; PC3; NEC1; SPC3; PC1/3; BMIQ12; PCSK1
Especie	Humano
GeneID (humano)	5122
GeneID	5122
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 28-170 de PCSK1 humano (NP_000430.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón, rata
SWISS	P29120
Peso de la proteína	84 kDa
Envío	Bolsa de hielo