

Anticuerpo Monoclonal Anti-Pcsk9 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q8Nbp7

Número de artículo: CM0006871



Introducción

Anticuerpo monoclonal recombinante de conejo anti-PCSK9 humano, validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Detecta PCSK9 humano y de ratón, esencial para la investigación de la homeostasis del colesterol.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-PCSK9
Observaciones/Alias	PCSK9; FH3; HCHOLA3; LDLQC1; NARC-1; NARC1; PC9; proproteína convertasa subtilisina/kexina tipo 9
Especie	Humano
GeneID (humano)	255738
GeneID	255738
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 31-692 de la PCSK9 humana (NP_777596.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q8NBP7
Peso de la proteína	20 kDa/74 kDa
Envío	Bolsa de hielo