

Anticuerpo Policlonal Anti-Pcsk9 Para Wb, If/Icc, Ip, Elisa - Q8Nbp7

Número de artículo: CM0021782



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra PCSK9, adecuado para WB, IF/ICC, IP y ELISA en muestras humanas y de rata. Ayuda en la investigación de la homeostasis del colesterol y la degradación de LDLR.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PCSK9 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	PCSK9; FH3; HCHOLA3; LDLCQ1; NARC-1; NARC1; PC9; proproteína convertasa subtilisina/kexina tipo 9
Especie	Humano
GeneID	255738
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 31-692 de PCSK9 humano (NP_777596.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Rata
SWISS	Q8NBP7
Peso Proteico	20kDa/74kDa
Envío	Bolsa de hielo