

Anticuerpo Policlonico De Conejo Anti-Pcsk9 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q80W65

Número de artículo: CM0019325

Introducción

Anticuerpo policlonico de conejo contra PCSK9 de ratón (UniProt Q80W65), validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. Ideal para estudios de metabolismo del colesterol y degradación del receptor LDL.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	PCSK9 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	FH3; PC9; Narc1; HCHOLA3; PCSK9
Especie	Ratón
GeneID (humano)	100102
GeneID	100102
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 35-694 de PCSK9 de ratón (NP_705793.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q80W65
Peso de la Proteína	74KDa
Envío	Bolsa de hielo