

Anticuerpo Monoclonal Anti-Pcyt1A Para Wb, Elisa - P49585

Número de artículo: CM0004469

Introducción

Anticuerpo monoclonal anti-PCYT1A de conejo para WB y ELISA, validado en muestras humanas. Este anticuerpo se dirige a la colina-fosfato citidililtransferasa A, una enzima clave en la síntesis de fosfatidilcolina, adecuado para la investigación de enfermedades metabólicas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PCYT1A Rabbit mAb
Notas/Alias	CT; CTA; CCTA; CTPCT; PCYT1; SMDCRD; CCTalpha; PCYT1A
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5130
GeneID	5130
Inmunógeno	Péptido sintético: Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 268-367 de la PCYT1A humana (P49585)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P49585
Peso Proteico	42kDa
Envío	Bolsa de hielo