

Anticuerpo Policlonal Anti-Pcyt1A Para Wb Y Elisa - P49585

Número de artículo: CM0023970

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo PCYT1A de alta calidad validado para WB y ELISA. Reacciona con PCYT1A humana y de ratón. Adecuado para la investigación de la biosíntesis de fosfatidilcolina y trastornos metabólicos relacionados.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PCYT1A Rabbit pAb
Observaciones/Alías	CT; CTA; CCTA; CTPCT; PCYT1; SMDCRD; CCTalpha; PCYT1A
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	5130
ID de Gen	5130
Inmunógeno	Péptido Sintético - Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de PCYT1A humana (NP_001299602.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P49585
Peso Proteico	42kDa
Envío	Bolsa de hielo