

Anticuerpo Policlonal Anti-Pcyt2 Para Wb, Elisa - Q99447

Número de artículo: CM0015103



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo PCYT2, validado para Western blot (WB) y ELISA. Detecta PCYT2 endógeno en muestras humanas, de ratón y de rata. Útil para estudiar la síntesis de fosfatidiletanolamina, la biología de membranas y enfermedades neurodegenerativas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	PCYT2 Conejo pAb
Observaciones/Alias	ET, SPG82, PCYT2
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	5833
ID del gen	5833
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-389 de PCYT2 humano (NP_002852.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q99447
Peso proteico	44kDa
Envío	Bolsa de hielo