

Anticuerpo Policlonal Anti-Pd-1/Cd279 Para Wb, If-P, Elisa - Q02242

Número de artículo: CM0022636



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra PD-1/CD279 de ratón, un receptor de punto de control inmunitario inhibidor, apto para Western blot, inmunofluorescencia y ELISA. Ideal para estudios de tolerancia de linfocitos T e inmunología tumoral.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PD-1/CD279 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	PD-1; Pdc1; Ly101; PD-1/CD279
Especie	Ratón
ID del Gen	18566 (Ratón)
Inmunógeno	Proteína recombinante de PD-1/CD279 de ratón
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	Q02242
Peso de la Proteína	32kDa
Envío	Bolsa de hielo