

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Pd-1/Cd279 Para Wb, If-P, Elisa - Q15116

Número de artículo: CM0018677



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra PD-1/CD279 humano (SWISS Q15116), validado para WB, IF-P, ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para investigación en inmunooncología y desarrollo de IVD.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo PD-1/CD279
Observaciones/Alias	PD1; PD-1; CD279; SLEB2; hPD-1; hPD-I; hSLE1; PD-1/CD279
Especies	Humano, Ratón, Rata
ID de gen	5133
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 205-259 del PD-1/CD279 humano (NP_005009.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q15116
Peso proteico	32kDa
Envío	Bolsa de hielo