

Anticuerpo Monoclonal Anti-Pd-L1/Cd274 Para Fc - Q9Nzq7

Número de artículo: CM0005952



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-humano PD-L1/CD274 conjugado con validado para citometría de flujo. Reacciona con humano. Explore la vía PD-L1/PD-1 en la investigación de puntos de control inmunitario.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-humano PD-L1/CD274
Observaciones/Alias	B7-H; B7H1; PDL1; PD-L1; hPD-L1; PDCD1L1; PDCD1LG1
Especie	Humano
GeneID (humano)	29126
GeneID	29126
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-290 de PD-L1/CD274 humano (Q9NZQ7)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q9NZQ7
Peso proteico	33kDa
Envío	Bolsa de hielo