

Anticuerpo Monoclonal Anti-Pd-L1/Cd274 Para Wb, Elisa - Q9Nzq7

Número de artículo: CM0002284



Introducción

Anticuerpo monoclonal recombinante de conejo contra PD-L1/CD274 humano (Q9NZQ7), adecuado para Western blot y ELISA. Esencial para la investigación sobre la regulación de puntos de control inmunitario, la modulación de células T y los mecanismos de inmunoescape tumoral.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo PD-L1/CD274
Observaciones/Alias	B7-H; B7H1; PDL1; PD-L1; hPD-L1; PDCD1L1; PDCD1LG1; PD-L1/CD274
Especie	Humano
GeneID (Humano)	29126
GeneID	29126
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-290 de PD-L1/CD274 humano (Q9NZQ7)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q9NZQ7
Peso proteico	33kDa
Envío	Bolsa de hielo