

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Pd-L1/Cd274 Para Wb, If/Icc, Elisa, Inhibición - Q9Nzq7

Número de artículo: CM0011158



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-PD-L1/CD274 generado contra proteína recombinante, para WB, IF/ICC, ELISA y ensayos de inhibición. Específico para PD-L1 humano, validado para la investigación de puntos de control inmune y estudios de inmunoterapia contra el cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo PD-L1/CD274
Observaciones/Alias	B7-H; B7H1; PDL1; PD-L1; hPD-L1; PDCD1L1; PDCD1LG1
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	29126
ID de Gen	29126
Inmunógeno	Proteína recombinante de PD-L1/CD274 humano
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA, Inhibición
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q9NZQ7
Peso Proteico	33kDa
Envío	Bolsa de hielo