

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Pd-L1/Cd274 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Nzq7

Número de artículo: CM0017539



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-PD-L1/CD274 de alta calidad validado para WB, IHC-P, ELISA. Reacciona con humano, ratón, rata. Herramienta esencial para estudiar puntos de control inmunitario e inmunología tumoral en entornos de diagnóstico e investigación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PD-L1/CD274 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	B7-H; B7H1; PDL1; PD-L1; hPD-L1; PDCD1L1; PDCD1LG1; PD-L1/CD274
Especie	Humano
GeneID (Humano)	29126
GeneID	29126
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 19-238 de PD-L1/CD274 humano (NP_054862.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9NZQ7
Peso proteico	33kDa
Envío	Bolsa de hielo