

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Pd-L2/Cd273/B7-Dc Para Wb Y Elisa - Q9Wul5

Número de artículo: CM0022870



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra PD-L2 (CD273/B7-DC) de ratón, apto para Western blot y ELISA. Reacciona cruzadamente con rata. Útil para investigación en tolerancia inmune y vías de puntos de control.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PD-L2/CD273/B7-DC Rabbit pAb
Observaciones/Alias	Btdc; B7-DC; PD-L2; F730015O22Rik; PD-L2/CD273/B7-DC
Especie	Ratón
GeneID (humano)	58205
GeneID	58205
Inmunógeno	Proteína recombinante de PD-L2/CD273/B7-DC de ratón.
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón, Rata
SWISS	Q9WUL5
Peso de la proteína	28 kDa
Envío	Bolsa de hielo