

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Pdc Para Wb, Ihc-P, Elisa - P20941

Número de artículo: CM0025072

Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo Anti-PDC para la detección de fosducina (28 kDa) en WB, IHC-P, ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón, rata. Validado para estudios de fototransducción visual y metabolismo de fotorreceptores. Para uso en investigación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo Policlonal de Conejo PDC
Observaciones/Alias	PHD; MEKA; PhLP; PhLOP; PDC
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	5132
ID del Gen	5132
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-246 de PDC humano (NP_002588.3).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P20941
Peso Proteico	28kDa
Envío	Bolsa de hielo