


Anticuerpo Policlonal Anti-Pdcd10 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Bul8

Número de artículo: CM0019634



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra PDCD10 humano (CCM3/TFAR15) para Western blot, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Forma parte de los complejos STRIPAK y participa en la apoptosis, la angiogénesis y la migración celular. Presenta reactividad cruzada con humano, ratón y rata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PDCD10 Rabbit pAb
Observaciones/alias	CCM3, TFAR15, PDCD10
Especie	Humano
GeneID (humano)	11235
GeneID	11235
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-212 de PDCD10 humano (NP_009148.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q9BUL8
Peso de la proteína	25 kDa
Envío	Bolsa de hielo