


## Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Pdcd4 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q53EL6

Número de artículo: CM0009443



### Introducción

mAb de Conejo PDCD4 para aplicaciones de WB, IHC-P, ELISA. Reconoce PDCD4 (52 kDa) humano, de ratón y rata, un inhibidor de la traducción y supresor tumoral. Ideal para investigación oncológica.

[Aprende más](#)

| Parámetro                     | Valor                                                                                                                                 |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto           | mAb de Conejo PDCD4                                                                                                                   |
| Observaciones/Alias           | H731; PDCD4                                                                                                                           |
| Especie                       | Humano                                                                                                                                |
| GeneID (humano)               | 27250                                                                                                                                 |
| GeneID                        | 27250                                                                                                                                 |
| Inmunógeno                    | Péptido Sintético - Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 370-469 del PDCD4 humano (Q53EL6). |
| Fuente                        | Conejo                                                                                                                                |
| Categoría                     | Anticuerpos Monoclonales                                                                                                              |
| Aplicación                    | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                                      |
| Reactividad Cruzada           | Humano, Ratón, Rata                                                                                                                   |
| SWISS                         | Q53EL6                                                                                                                                |
| Peso Molecular de la Proteína | 52kDa                                                                                                                                 |
| Envío                         | Bolsa de hielo                                                                                                                        |