


Anticuerpo Policlonal Anti-Pdcd4 De Conejo Para Wb, If/Icc, Elisa - Q53EI6

Número de artículo: CM0021069



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra PDCD4 humano, validado para Western blot, IF/ICC y ELISA. Detecta PDCD4 humano, de ratón y de rata. Útil para estudios de apoptosis, regulación de la traducción y supresión tumoral.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo Anti-PDCD4
Observaciones/Alias	H731; PDCD4
Especies	Humano
ID de Gen (Humano)	27250
Immunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-260 de PDCD4 humano (NP_055271.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q53EI6
Peso Molecular de la Proteína	52kDa
Envío	Bolsa de hielo