


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Pdcd4 (Validado Por Ko) Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q53EI6

Número de artículo: CM0025121



Introducción

El anticuerpo policlonal de conejo anti-PDCD4 validado por KO detecta PDCD4 humano/de ratón (SWISS Q53EL6, 52kDa) en WB, IHC-P, ELISA. Se dirige al supresor tumoral que inhibe la traducción y la transformación neoplásica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	[Validado por KO] PDCD4 Rabbit pAb
Notas/Alias	H731; D4
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	27250
ID del gen	27250
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-260 de la PDCD4 humana (NP_055271.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q53EL6
Peso de la proteína	52kDa
Envío	Bolsa de hielo