


Anticuerpo Policlonal Anti-Pdcd5 Para Wb, If/Icc, Elisa - 014737

Número de artículo: CM0024919



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra PDCD5 humano (TFAR19). Validado para WB, IF/ICC, ELISA con amplia reactividad de especies (humano, ratón, rata). Compatible con estudios de apoptosis y respuesta al daño del ADN.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PDCD5 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	TFAR19; PDCD5
Especie	Humano
GeneID (humano)	9141
GeneID	9141
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-125 del PDCD5 humano (NP_004699.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O14737
Peso Proteico	14kDa
Envío	Bolsa de hielo