

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Pdcd7 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q8N8D1

Número de artículo: CM0003913



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo recombinante dirigido contra PDCD7 humano. Validado para western blot, IHC-P y ELISA; detecta PDCD7 en muestras de humano, ratón y rata. Para usar en investigación de apoptosis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo PDCD7
Observaciones/Alias	59K, ES18, HES18, PDCD7
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	10081
ID del Gen	10081
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 del PDCD7 humano (Q8N8D1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q8N8D1
Peso Proteico	55kDa
Envío	Bolsa de hielo