


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Pde10A Para Wb, Elisa - Q9Y233

Número de artículo: CM0004398



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido a PDE10A humano, validado para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. PDE10A regula la señalización cAMP/cGMP, expresado en gran medida en el cuerpo estriado. Ideal para investigación en neurociencia y transducción de señales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PDE10A Rabbit mAb
Observaciones/Alias	ADSD2; IOLOD; HSPDE10A; PDE10A19; LINC00473; PDE10A
Especie	Humano
ID del gen	10846
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 439-779 de PDE10A humano (NP_006652.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón, Rata
SWISS	Q9Y233
Peso proteico	88kDa
Envío	Bolsa de hielo