


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Pde10A Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y233

Número de artículo: CM0022430



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la PDE10A humana, una fosfodiesterasa de cAMP/cGMP estriatal implicada en la transducción de señales. Validado para WB, IF/ICC, ELISA; reacciona de forma cruzada con humano y rata. Adecuado para investigación en neurociencias.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PDE10A pAb de Conejo
Observaciones/Alias	ADSD2, IOLOD, HSPDE10A, PDE10A19, LINC00473, PDE10A
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	10846
ID de Gen	10846
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 23-200 de la PDE10A humana (NP_001124162.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Rata
SWISS	Q9Y233
Peso Proteico	88kDa
Envío	Bolsa de hielo