


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Pde12 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q6L8Q7

Número de artículo: CM0020454



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo que se dirige a la PDE12 humana (fosfodiesterasa 2',5' 12) para WB, IF/ICC, ELISA. Reacciona con ratón y rata. Adecuado para estudiar la regulación del sistema antiviral 2-5A.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	PDE12 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	2-PDE; 2'-PDE; PDE12
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	201626
ID de Gen	201626
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 17-300 de la PDE12 humana (NP_001309106.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	Q6L8Q7
Peso Proteico	67kDa
Envío	Bolsa de hielo