

Anticuerpo Policlonal Anti-Pde1A Para Wb Y Elisa - P54750

Número de artículo: CM0013188

Introducción

PDE1A Rabbit pAb es un anticuerpo policlonar validado para WB y ELISA en humano, ratón y rata. Se dirige a la fosfodiesterasa 1A dependiente de calcio/calmodulina, un regulador clave de la señalización de nucleótidos cíclicos. Ideal para investigación cardiovascular y neurológica.

[Aprende más](#)

Nombre del Producto	PDE1A Rabbit pAb
Observaciones/Alias	HCAM1; HCAM-1; HSPDE1A; CAM-PDE 1A; CAM-PDE-1A; PDE1A
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5136
GeneID	5136
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 446-545 de la PDE1A humana (NP_005010.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	P54750
Peso Proteico	61kDa
Envío	Bolsa de hielo