


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Pde1B Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q01064

Número de artículo: CM0022371



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido contra PDE1B humano, validado para WB, IHC-P y ELISA. Detecta PDE1B humano, de ratón y de rata, lo que lo hace ideal para la investigación de la señalización de cAMP/cGMP.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PDE1B Rabbit pAb
Observaciones/Alias	PDE1B1; PDES1B; HEL-S-79p; PDE1B
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5153
GeneID	5153
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 190-536 de PDE1B humano (NP_000915.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q01064
Peso Proteico	61kDa
Envío	Bolsa de hielo