


Anticuerpo Policlonal Anti-Pde3A Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q14432

Número de artículo: CM0023920



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido contra PDE3A, validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA en humanos, ratones y ratas. Ideal para la investigación de la apoptosis y la señalización de cAMP/cGMP.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo anti-PDE3A
Observaciones/Alias	HTNB; CGI-PDE; CGI-PDE A; CGI-PDE-A; PDE3A
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5139
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 380-660 de la PDE3A humana (NP_000912.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q14432
Peso de la proteína	125 kDa
Envío	Bolsa de hielo