

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Pde3A Para Wb, Ip, Elisa - Q9Z0X4

Número de artículo: CM0029654

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra PDE3A de ratón, generado contra un fragmento recombinante (aa 550-700). Validado para WB, IP, ELISA. Específico para PDE3A de ratón, una fosfodiesterasa de cAMP inhibida por cGMP implicada en la señalización de nucleótidos cíclicos y la apoptosis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PDE3A Rabbit pAb
Observaciones/Alias	HTNB; CGI-PDE; CGI-PDE A; CGI-PDE-A
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	5139
GeneID	54611
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 550-700 de PDE3A de ratón (NP_061249.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	Q9Z0X4
Peso Molecular de la Proteína	125 kDa
Envío	Bolsa de hielo