


## Anti-Pde3B Rabbit Polyclonal Antibody Para Wb, Elisa - Q13370

Número de artículo: CM0025800



### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-PDE3B purificado por afinidad y validado para WB y ELISA. Detecta PDE3B humana y de ratón, una fosfodiesterasa de doble especificidad implicada en la angiogénesis y la función cardíaca. Ideal para uso en investigación.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                               |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | PDE3B Rabbit pAb                                                                                                                    |
| Observaciones/Alias | HcGIP1; cGIPDE1; PDE3B                                                                                                              |
| Especie             | Humano                                                                                                                              |
| ID de Gen (Humano)  | 5140                                                                                                                                |
| ID de Gen           | 5140                                                                                                                                |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 400-660 del PDE3B humano (NP_000913.2) |
| Fuente              | Conejo                                                                                                                              |
| Categoría           | Anticuerpos Policlonales                                                                                                            |
| Aplicación          | WB, ELISA                                                                                                                           |
| Reactividad Cruzada | Humano, Ratón                                                                                                                       |
| SWISS               | Q13370                                                                                                                              |
| Peso Proteico       | 124kDa                                                                                                                              |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                      |