

Anticuerpo Policlonal Anti-Pde4B Para Wb, Elisa - Q07343

Número de artículo: CM0021243



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra PDE4B humano (DPDE4, PDEIVB). Validado para WB y ELISA, presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para investigación de señalización por AMPc y estudios de desarrollo de fármacos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PDE4B Rabbit pAb
Notas/Alias	DPDE4, PDEIVB, PDE4B
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	5142
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 636-736 de PDE4B humano (NP_002591.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	Q07343
Peso de la Proteína	83kDa
Envío	Bolsa de hielo