

Anticuerpo Policlonal Anti-Pde4C Para If/Icc, Elisa - Q08493

Número de artículo: CM0017898



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra PDE4C humano (fosfodiesterasa 4C específica de cAMP). Validado para IF/ICC y ELISA. Adecuado para estudios de señalización de cAMP en muestras humanas y de rata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Detalles
Nombre del Producto	PDE4C Conejo pAb
Observaciones/Alias	DPDE1, PDE21, PDE4C
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	5143
ID del Gen	5143
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 638-712 de PDE4C humano (NP_000914.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Rata
SWISS	Q08493
Peso Molecular de la Proteína	80kDa
Envío	Bolsa de hielo