

## Anticuerpo Policlonal Anti-Pde4D Para Wb, Elisa - Q08499

Número de artículo: CM0018722



### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la PDE4D humana, una fosfodiesterasa específica de AMPc. Validado para WB y ELISA; reacciona de forma cruzada con humano y rata. Ideal para el estudio de la señalización por AMPc y aplicaciones de investigación relacionadas.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                                    |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | PDE4D Rabbit pAb                                                                                                                         |
| Notas/Alias         | DPDE3; PDE43; STRK1; ACRDYS2; HSPDE4D; PDE4DN2; PDE4D                                                                                    |
| Especie             | Humano                                                                                                                                   |
| GeneID (Humano)     | 5144                                                                                                                                     |
| GeneID              | 5144                                                                                                                                     |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 249-518 de la PDE4D humana (NP_001184152.1) |
| Origen              | Conejo                                                                                                                                   |
| Categoría           | Anticuerpos Policlonales                                                                                                                 |
| Aplicación          | WB, ELISA                                                                                                                                |
| Reactividad Cruzada | Humano, Rata                                                                                                                             |
| SWISS               | Q08499                                                                                                                                   |
| Peso Proteico       | 91kDa                                                                                                                                    |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                           |