

Anticuerpo Policlonal Anti-Pde4Dip Para Wb, Elisa - Q5Vu43

Número de artículo: CM0028988

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra PDE4DIP humano (Mionegalina). Validado para WB, ELISA; reacciona de forma cruzada con ratón. Ideal para investigación de dinámica de microtúbulos, biología del músculo cardíaco y centrosomas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb Conejo PDE4DIP
Observaciones/Alias	MMGL; CMYA2; PDE4DIP
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	9659
ID del Gen	9659
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-310 de PDE4DIP humano (NP_071754.3).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	Q5VU43
Peso Molecular de la Proteína	265kDa
Envío	Bolsa de hielo